



BrackFix®

SYSTÈME DE COLLAGE POUR BRACKETS,
FLUORESCENT

UNE MISE EN PLACE EN SÉCURITÉ

Le collage sûr de brackets représente un élément essentiel de l'orthodontie. Les divers matériaux disponibles sur le marché promettent, à côté des caractéristiques physiques positives, une manipulation et un traitement simples lors de la mise en place des brackets. Néanmoins, un point indispensable est l'élimination complète des restes de colle sur la surface dentaire après la dépose des brackets. Avec BrackFix, VOCO a développé un système de collage pour brackets fluorescent, qui ne convainc non seulement par les caractéristiques susmentionnées, mais également par l'élimination simple et sûre des restes de la colle après l'enlèvement des brackets grâce à sa fluorescence.

BrackFix est un système de collage photopolymérisable pour brackets indiqué pour le collage sûr et permanent de brackets en métal et en céramique. La force d'adhésion entre le bracket et la dent assure d'une part la résistance à toutes les contraintes journalières, et permet d'autre part l'enlèvement simple des brackets avec ménagements. BrackFix se compose d'une colle et d'un primer, ce dernier est disponible en version mordançage-rinçage et en version automordançage.

A vous de choisir

Pour la préparation des surfaces dentaires avant la mise en place des brackets vous avez le choix entre deux primers :

BrackFix Primer

Le BrackFix Primer est proposé dans un flacon en plastique, à utiliser avec la technique mordançage-rinçage : la surface dentaire à coller doit être préalablement mordancée à l'acide phosphorique.

BrackFix Primer SE

Si vous souhaitez renoncer à un mordançage préalable de la surface dentaire lors de la mise en place des brackets, nous vous proposons avec BrackFix Primer SE une version automordançante en *SingleDose* pratique.

Manipulation

La colle du système est proposée dans une seringue qui vous permet d'appliquer la colle en quantité idéale sur le bracket. La viscosité permet la mise en place des brackets de manière sûre et précise sur la dent en maintenant la bonne position.

Un écoulement non-désiré de la colle avant la photopolymérisation finale est évité, assurant un travail détendu et précis.

Photopolymérisable

BrackFix est un système de collage pour brackets photopolymérisable. Dans une première étape, vous pouvez positionner les brackets sur l'arc dentaire complet. Par la photopolymérisation vous déterminez le début du durcissement. Un autre avantage est la possibilité de pouvoir fixer l'arc immédiatement après la polymérisation.



BrackFix®

ÉLIMINATION CONTRÔLÉE PAR LA FLUORESCENCE

Fluorescent

Un colorant a été ajouté à la colle qui est fluorescent en bleu à la lumière UVA (365 nm +/- 5nm). Ainsi, après la dépose des brackets, les restes de la colle BrackFix peuvent être rendus visibles et éliminés doucement. Cela signifie pour vous plus de sécurité et le contrôle d'avoir éliminé tous les restes de la colle – la condition indispensable pour la minimisation de dyschromies ou des risques de caries.



Cas cliniques



Nettoyage des dents



Mordançage des surfaces de l'émail



Application du BrackFix Primer



Application simple de la colle BrackFix sur le bracket



Positionnement facile et stable sur la dent



La dent 11 avant la polymérisation et avant l'élimination des excès



Sous lumière UVA (pour démo)



Exposition à la lumière UVA après la dépose des brackets



Élimination contrôlée des restes de BrackFix



Résultat final après l'enlèvement des brackets et l'élimination des restes de la colle



Contrôle final avec la lumière UVA : il n'y a plus de restes de colle

BrackFix®

SYSTÈME DE COLLAGE POUR BRACKETS, FLUORESCENT

Indications

Collage direct de brackets orthodontiques en métal ou en céramique

Avantages

- Consistance idéale de la colle : positionnement stable des brackets sur la dent
- Collage sûr de brackets en métal et en céramique
- Photopolymérisable : temps de traitement variable
- Résistance immédiate après la polymérisation
- Fluorescence : permet une élimination rapide et douce des restes de la colle après la dépose des brackets



Présentations

- REF 1205 Coffret colle seringue 2 x 4 g, Primer flacon 6 ml, accessoires
- REF 1206 Coffret SE colle seringue 2 x 4 g, Primer SE *SingleDose* 40 pcs, accessoires
- REF 1207 Colle seringue 2 x 4 g
- REF 1208 Primer flacon 6 ml
- REF 1209 Primer SE *SingleDose* 50 pcs, accessoires
- REF 2247 Single Tim, pinceaux d'application, 100 pcs
- REF 2315 Godets de mélange, 20 pcs

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Allemagne

Tél.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com
www.voco.dental

Distributeur :