

GROUPE UPPERSIDE

 305, Allées de Craponne - 13300 Salon de Provence
 Tél. : +33 (0)4 90 44 60 60 - Fax : +33 (0)4 90 44 60 61

Trousse de chirurgie Kontakt


FN-CHIRURGIEKONTAKT-TROUSSEKONTAKT-REV07-11/2017-FR



Référence du kit plein : TROUSSE KONTAKT

Désignation	Référence	CE	Q	Désignation	Référence	CE	Q
1 – Espaceur paralléliseur – en option	ESP	CE0459	1	29 – Mandrin contre-angle long	KMPICAL	CE0459	1
2 – Prolongateur de foret	1028	CE0459	1	30 – Mandrin contre-angle court	KMPICAC	CE0459	1
3 – Extracteur de pilier Ø 3.0mm	K30EX	CE	1	31 – Jauges Axiales pour Ø 4.2mm - 1 en option	KJA42	CE0459	2
4 – Extracteur de pilier	KEX	CE	1	32 – Foret étagé court Ø 4.2mm	KFE42	CE0459	1
5 – Tournevis contre-angle	TCA	CE0459	1	33 – Foret étagé long Ø 4.2mm	KFE42L	CE0459	1
6 – Tournevis contre-angle long	TCAL	CE0459	1	34 – Jauge de profondeur forage terminal Ø 4.2mm – en option	KJP42	CE0459	1
7 – Tournevis 6 pans long	1032L	CE	1	35 – Alésoir court Ø 4.2mm	KF42	CE0459	1
8 – Tournevis 6 pans	1032	CE	1	36 – Alésoir long Ø 4.2mm	KF42L	CE0459	1
9 – Foret de marquage Ø 1.5mm sans irrigation	1001SI	CE0459	1	37 – Foret étagé L16mm Ø 4.2mm – en option	KFE4216	CE0459	1
10 – Foret pilote court Ø 2.0mm	KFE20	CE0459	1	38 – Alésoir L16mm Ø 4.2mm – en option	KF4216	CE0459	1
11 – Foret pilote long Ø 2.0mm	KFE20L	CE0459	1	39 – Jauge Axiale pour Ø 4.8mm - 1 en option	KJA48	CE0459	2
12 – Foret pilote L 16mm Ø 2.0mm – en option	KFE2016	CE0459	1	40 – Foret étagé court Ø 4.8mm	KFE48	CE0459	1
13 – Jauge Axiale pour Ø 3.0mm - 1 en option	KJA30	CE0459	2	41 – Foret étagé long Ø 4.8mm	KFE48L	CE0459	1
14 – Foret étagé court Ø 3.0mm	KFE30	CE0459	1	42 – Jauge de profondeur forage terminal Ø 4.8mm – en option	KJP48	CE0459	1
15 – Foret étagé long Ø 3.0mm	KFE30L	CE0459	1	43 – Alésoir court Ø 4.8mm	KF48	CE0459	1
16 – Jauge de profondeur forage terminal Ø 3.0mm – en option	KJP30	CE0459	1	44 – Alésoir long Ø 4.8mm	KF48L	CE0459	1
17 – Alésoir court Ø 3.0mm	KF30	CE0459	1	45 – Jauge Axiale Ø 5.4mm - 1 en option	KJA54	CE0459	2
18 – Alésoir long Ø 3.0mm	KF30L	CE0459	1	46 – Foret étagé court Ø 5.4mm	KFE54	CE0459	1
19 – Foret étagé L 16mm Ø 3.0mm – en option	KFE3016	CE0459	1	47 – Foret étagé long Ø 5.4mm	KFE54L	CE0459	1
20 – Jauge Axiale pour Ø 3.6mm - 1 en option	KJA36	CE0459	2	48 – Jauge de profondeur forage terminal Ø 5.4mm – en option	KJP54	CE0459	1
21 – Foret étagé court Ø 3.6mm	KFE36	CE0459	1	49 – Alésoir court Ø 5.4mm	KF54	CE0459	1
22 – Foret étagé long Ø 3.6mm	KFE36L	CE0459	1	50 – Alésoir long Ø 5.4mm	KF54L	CE0459	1
23 – Jauge de profondeur forage terminal Ø 3.6mm – en option	KJP36	CE0459	1	51 – Mandrin manuel pour Ø 3.0mm	K30MPI	CE	1
24 – Alésoir court Ø 3.6mm	KF36	CE0459	1	52 – Mandrin long manuel	KMPIL	CE	1
25 – Alésoir long Ø 3.6mm	KF36L	CE0459	1	53 – Mandrin court manuel	KMPIC	CE	1
26 – Foret étagé L 16mm Ø 3.6mm – en option	KFE3616	CE0459	1	54 – Clé à cliquet dynamométrique*	KCCD	CE	1
27 – Alésoir L 16mm Ø 3.6mm – en option	KF3616	CE0459	1	55 – Clé-guide Iso-Post – en option	KAIP	CE	1
28 – Mandrin contre-angle pour implant Ø3.0mm	K30MPICA	CE0459	1	Trousse vide	5000	CE	1

