

Détartrine

Détartrage, polissage des dents

CE

DISPOSITIF MÉDICAL
Classe I

INDICATIONS

- Finition du détartrage,
- Elimination des colorations dues au tabac ou aux aliments,
- Polissage fin des obturations.

PROPRIÉTÉS

La gamme Détartrine se présente sous forme de pâtes prêtes à l'emploi destinées au détartrage et au polissage des dents.

Détartrine est une pâte rose de saveur agréable, dotée d'une action abrasive purement mécanique due à la présence de silice et capable de parfaire l'élimination du tartre, après utilisation de curettes ou d'ultra-sons sans éroder l'émail dentaire.

Les essences incorporées dans Détartrine produisent une sensation de fraîcheur, très appréciée par le patient. En plus de cette propriété, les essences possèdent un léger pouvoir balsamique. De ce fait, l'irritation que pourrait occasionner l'action mécanique du détartrage sur des gencives sensibles se trouve soulagée.



Réf.	Désignation article	Conditionnement
0284Y	Pâte	Pot de 150 g

Détartrine Z

Détartrage, polissage des dents

CE

DISPOSITIF MÉDICAL
Classe I

INDICATIONS

- Finition du détartrage.
- Elimination des colorations dues au tabac ou aux aliments.
- Polissage fin des obturations.


PROPRIÉTÉS

Détartrine Z se présente sous forme d'une pâte rose de saveur très agréable, dotée d'une action abrasive purement mécanique due à la présence de silice et capable de parfaire l'élimination du tartre, après utilisation de curettes ou d'ultra-sons sans éroder d'émail. Détartrine Z contient des grains de zirconium. Ces grains se présentent sous forme de grattoirs plats dont les faces sont séparées par un tranchant de grande pureté. Lorsque cette poudre est frottée sur une surface rugueuse, les tranchants que comportent ses grains en rasent les aspérités.

Les essences incorporées dans la formule produisent une sensation de fraîcheur, très appréciée par le patient.

En plus de cette propriété, les essences possèdent un léger pouvoir balsamique.

De ce fait, l'irritation que pourrait occasionner l'action mécanique du détartrage sur des gencives sensibles se trouve soulagée.



Réf.	Désignation article	Conditionnement
0285Z	Pâte	Pot de 150 g

